

**Aufbereitungskompendium**

Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums

**3. Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten**

**Endoskopie**

Aufbereitbare Medizinprodukte sind entsprechend des Kontaminationsrisikos bei der letzten Benutzung und bei der demnächst anstehenden Benutzung nach einem durch eine RKI-Empfehlung vorgegebenen Schema einzustufen.

Das Kontaminationsrisiko richtet sich im Fall von flexiblen Endoskopen und dem Zubehör nach den Kriterien Schleimhaut- oder Blutkontakt (semikritisch bzw. kritisch) sowie nach der Geometrie des Instrumentes (glatte, runde Oberflächen ohne Lumina versus komplizierte Oberflächen und/oder Lumina entspricht „A“ bzw. „B“)

Instrument	Risikoklasse	Anleitung des Herstellers	Einweisungsprotokoll	Aufbereitungsverfahren lt. Herstellerangaben		Arbeitsanweisung
				Reinigung/Desinfektion	Sterilisation	
Beißring	Semikritisch A			Einmalprodukt		
Bergnetz/Greifer	Kritisch B			Einmalprodukt		
Bronchoskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell	AEMP	Aufbereitungskompendium
Cholangioskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell	AEMP	Aufbereitungskompendium
Clipapplikator	Kritisch B			Einmalprodukt		
Clipzange	Kritisch B			Einmalprodukt		
Dilatationsballon	Kritisch B			Einmalprodukt		
Duodenoskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell	AEMP	Aufbereitungskompendium
Endowasher/Flasche	Semikritisch A	vorhanden		maschinell	AEMP	Aufbereitungskompendium
EP-Draht	Kritisch B			Einmalprodukt		
Fremdkörperfasszange	Semikritisch B			Einmalprodukt		
Gastroskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell	AEMP	Aufbereitungskompendium
Injektionsnadeln	Kritisch B			Einmalprodukt		
Koloskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell	AEMP	Aufbereitungskompendium

**Aufbereitungskompendium**

Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums

**3. Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten**

**Endoskopie**

Instrument	Risikoklasse	Anleitung des Herstellers	Einweisungsprotokoll	Aufbereitungsverfahren lt. Herstellerangaben		Arbeitsanweisung
				Reinigung/Desinfektion	Sterilisation	
Leihgeräte	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell	AEMP	Aufbereitungskompendium
Nierenschalen	Semikritisch A			Einmalprodukt		
Optikspülsystem	Semikritisch B	vorhanden		Einmalprodukt und maschinell	AEMP	
PE-Zangen	Kritisch B			Einmalprodukt		
Polypektomieschlingen	Kritisch B			Einmalprodukt		
Reinigungsbürsten	Semikritisch B			Einmalprodukt		
Savary-Gillard-Bougie	Semikritisch B			Einmalprodukt		
Schlauchsystem	Semikritisch A			Einmalprodukt		
Spülpumpe OFF-1: Schlauchsystem Gastro	Semikritisch B			Einmalprodukt		
Spülpumpe OFF-1: Schlauchsystem Kolo	Semikritisch B			Einmalprodukt		